





Episode 3

Le projet prothétique

<https://open.spotify.com/episode/4Bc9NXk7JNZwySMFy590mj?si=bsH1KWpRSgukhKiiF8MRGg>




Wax Up avec dent radio-opaques



Montage dent sur cire traditionnel

**Set-Up numérique sur DWOS/
CoDiagnostix®**
(Laboratoire CFL Création dentaire)



Digital smile design

*Outil technique numérique
de simulation et de
modification du sourire*





Plan: Copie de Copie de Maxillaire 21 variobase guide
Position: 21
Douille
 Straumann
 T-sleeve, SST
 Référence: 034.053V4
 Longueur de la douille: 5.00 mm
 Diamètre: 5.00 mm
Implant
 Straumann
 BLX Roxolid® SLActive® (Bone Level X) (RB)
 Référence: 061.3314
 Longueur: 14.00 mm
 Diamètre 1: 3.50 mm
 Diamètre 2: 3.50 mm
Protocole chirurgical
 Position de la douille: H4 (4 mm)
 Longueur de foret: ≡ long
 Poignée de perçage: ● +1 mm
 Fraise: 2.8 mm

